



TOUCH[®]

Prothèse Trapézo-métacarpienne
à double mobilité



TOUCH®

Prothèse Trapézo-métacarpienne à double mobilité Classe III



CUPULES


2 tailles de cupule (diamètre 9mm et 10mm)

5 ailettes pour l'anti-rotation

Couronne de picots pour la stabilité

Matière: Inox

Revêtement: Titane poreux + HAP



INSERTS

Une seule taille d'insert pré-assemblé sur chaque col

Insert à double mobilité rétentif

Diamètre intérieur de 4mm et extérieur de 7mm

Matière: Polyéthylène


COLS

3 hauteurs: 6, 8 et 10mm

2 types de cols: droit et incliné de 15°

Diamètre de tête 4mm

Matière: Inox



TIGES

5 modèles de tige

4 diamètres de tige: 7,5, 8,5, 9,5 et 10,5mm

Section trilobe anatomique

Cône pour la fixation du col

Système anti-rotation du col


Hauteur: 25mm pour T0, 28mm pour T1 à T4

Matière: Titane

Revêtement: Titane poreux + HAP



SETS D'INSTRUMENTS



Distribué par:
KeriMedical Suisse - Siège Social
Route des Acacias, 45a
1227 Genève - Suisse
Tél: +41 58 255 01 30
Fax: +41 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical France
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - France
Tél: +33 (0)4 50 85 36 10
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

www.kerimedical.com