

## TOUCH®

Prothèse  
Trapézo-métacarpienne  
à double mobilité



# TOUCH® Prothèse Trapézo-métacarpienne à double mobilité

## / CUPULES SPHÉRIQUES

- 2 tailles de cupule (Ø 9 mm et 10 mm)
- 5 ailettes pour l'anti-rotation
- Couronne de picots pour la stabilité
- Matière / Inoxy
- Revêtement / Titane poreux + HAP



CTO09

CTO10

## / INSERT ET COLS DROITS

- Col droit
- 3 hauteurs / 6, 8 et 10 mm
- Diamètre de tête 4 mm
- Matière insert / Polyéthylène
- Matière col / Inoxy



NTO06

NTO08

NTO10

## / TIGES

- 5 tailles de tige
- Section trilobe anatomique
- Matière / Titane
- Revêtement / Titane poreux + HAP



STO0

STO1

STO2

STO3

STO4

## / CUPULES CONIQUES

- 2 tailles de cupule (Ø 9 mm et 10 mm)
- Matière / Inoxy
- Revêtement / Titane poreux + HAP




CTO109

CTO110

## / INSERT ET COLS INCLINÉS

- Col incliné à 15°
- 3 hauteurs / 6, 8 et 10 mm
- Diamètre de tête 4 mm
- Matière insert / Polyéthylène
- Matière col / Inoxy



NTO156

NTO158

NTO1510

LES + TOUCH®

### + Modularité optimale




**120**  
combinaisons  
possibles pour

s'adapter au plus près de  
l'anatomie du patient

### + Facilite les reprises:

chaque composant peut être  
changé indépendamment

## / SETS D'INSTRUMENTS



CE 1250

**KeriMedical Suisse** - Siège Social  
Route des Acacias, 45a  
1227 Genève - Suisse  
Tél: +41 58 255 01 30  
Fax: +41 58 255 01 40  
customerservice@kerimedical.com

**KeriMedical France**  
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro  
74160 Archamps - France  
Tél: +33(0)4 50 85 36 10  
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10  
adv@kerimedical.com

**KeriMedical Allemagne GmbH**  
Fritz-Vomfelde-Str. 34  
40547 Düsseldorf - Allemagne  
Tél: +49 (0) 211 53883 320/321  
Fax: +49 (0) 211 53883 33 320/321  
officegermany@kerimedical.com

**KeriMedical**