

TOUCH[®]

Daumensattelgelenkprothese mit
Duo-Mobiler-Pfanne



TOUCH®

Daumensattelgelenkprothese mit Duo-Mobiler-Pfanne Klasse III

PFANNEN


2 Pfannengrößen (Durchmesser 9 mm und 10 mm)

5 Antirotationsflügel

Zackenkrone für Stabilität

Material: Edelstahl

Beschichtung: Poröses Titan und HAP



EINSÄTZE

Eine einzige Einsatzgröße vormontiert in jedem Hals

Selbsthaltender Duo-Mobiler-Einsatz

Innendurchmesser 4 mm, Außendurchmesser 7 mm

Material: Polyethylen


HÄLSE

3 Höhen: 6, 8 und 10mm

2 Halsformen: gerade und abgewinkelt 15°

Kopfdurchmesser: 4 mm

Material: Edelstahl



SCHÄFTE

5 Schaftmodelle

4 Schaftdurchmesser: 7,5, 8,5, 9,5 und 10,5 mm

Dreifach modulares anatomisches Design

Konus zur Halsfixierung

Antirotationshalssystem



Höhe: 25 mm für Größe 0, 28 mm für Größe 1 bis 4

Material: Titan

Beschichtung: Poröses Titan und HAP



INSTRUMENTENSETS



Vertrieb:
KeriMedical Schweiz - HQ
Route des Acacias, 45a
1227 Genf - Schweiz
Tel: +41 58 255 01 30
Fax: +41 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical Deutschland GmbH
Fritz-Vomfelde-Str. 34
40547 Düsseldorf
Tel: +49 211 53883 320/321
Fax: +49 211 53883 33 320/321
officegermany@kerimedical.com