


## /REAXON®

Tube de Protection et de Repousse Nerveuse  
à base de **CHITOSAN**



>Souple & Transparent

>Ne collapse pas

>En polysaccharides

>Facile à suturer  
(hydrogel)

Fully committed to **Hand & Wrist** only

## Propriétés du CHITOSAN:

- **Bioactif** – permet une régénération nerveuse comparable à une autogreffe<sup>1</sup>
- **Anti-adhérent** – réduit la formation des névromes et des tissus cicatriciels<sup>2</sup>
- **Antibactérien** – réduit le risque d'infections<sup>3</sup>
- **Biocompatible** – n'induit aucune réponse immunitaire<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Haastert-Talini et al. Chitosan tubes of varying degrees of acetylation for bridging peripheral nerve defects. *Biomaterials* 2013; 34: 9886-9904.

<sup>2</sup> Marcol et al. Reduction of post-traumatic neuroma and epineural scar formation in rat sciatic nerve by application of microcrystalline chitosan. *Microsurgery* 2011; 31: 642-649.

<sup>3</sup> Rabea et al. Chitosan as antimicrobial agent: application and mode of action. *Biomacromolecules* 2003; 4: 1457-1465.

<sup>4</sup> The biocompatibility of Reaxon® Nerve Guide has been proven in accordance with the ISO 10993 standards.

## / REAXON® NERVE GUIDE

Reaxon® Nerve Guide est marqué CE. Il est disponible dans les dimensions suivantes:

Référence	Diamètre intérieur	Longueur
RG321	2.1 mm	30 mm
RG330	3.0 mm	30 mm
RG340	4.0 mm	30 mm
RG350	5.0 mm	30 mm
RG360	6.0 mm	30 mm

Reaxon® Nerve Guide est un produit stérile et emballé individuellement.

## / REAXON® DIRECT

Reaxon® Direct est marqué CE. Il est disponible dans les dimensions suivantes:

Référence	Diamètre intérieur	Longueur
RD121	2.1 mm	14 mm
RD130	3.0 mm	14 mm
RD140	4.0 mm	14 mm
RD150	5.0 mm	14 mm
RD160	6.0 mm	14 mm

Reaxon® Direct est un produit stérile et emballé individuellement.

Le diamètre indiqué est celui à l'état sec. Après hydratation, le diamètre augmente légèrement de 0.1 à 0.4 mm environ.

Distribué par: **KeriMedical Suisse**  
Route des Acacias, 45a  
1227 Genève  
Tél: +41 58 255 01 30 - Fax: +41 58 255 01 40  
customerservice@kerimedical.com

**KeriMedical France**  
ActiPro- 219 rue Laszlo Biro  
74160 Archamps  
Tél: +33 (0)4 50 85 36 10 - Fax: +33 (0)4 80 16 05 10  
adv@kerimedical.com

[www.kerimedical.com](http://www.kerimedical.com)