

KeriFix[®]
KeriLock[®]

Anker für
Kleingelenke



KeriFix® Fadenanker



| KeriFix® | Artikelnummer | Faden |
|-----------------------------------|---------------|---|
| Nitinol Ø 2 mm x 3,8 mm | 500-B10001 | KeriFiber #2.0 (PE) weiss, 18" (45 cm), 2 Nadeln, 3/8C, 16 mm, Kegelspitze |
| Nitinol Ø 2 mm x 3,8 mm | 500-B10002 | KeriFiber #4.0 (PE) weiss, 18" (45 cm), 2 Nadeln, 3/8C, 13 mm, Kegelspitze |
| Nitinol Ø 2 mm x 3,8 mm | 500-B10003 | Polyester #2.0 grün, 18" (45 cm), 2 Nadeln, 3/8C, 16 mm, Kegelspitze |

KeriLock® Schraubanker



| KeriLock® | Artikelnummer | Faden |
|--|---------------|---|
| Titanlegierung Ø 2.4 mm x 4,0 mm | 500-B20001 | KeriFiber #2.0 (PE) weiss, 18" (45 cm), 2 Nadeln, 3/8C, 16 mm, Kegelspitze |
| Titanlegierung Ø 2.4 mm x 4,0 mm | 500-B20002 | KeriFiber #4.0 (PE) weiss, 18" (45 cm), 2 Nadeln, 3/8C, 13 mm, Kegelspitze |
| Titanlegierung Ø 2.4 mm x 4,0 mm | 500-B20003 | Polyester #2.0 grün, 18" (45 cm), 2 Nadeln, 3/8C, 16 mm, Kegelspitze |

Medizinprodukte im Prozess der CE-Kennzeichnung

KeriMedical Schweiz

Route des Acacias, 45a
1227 Genf - Schweiz
Tel: +41 (0) 58 255 01 30
Fax: +41 (0) 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical Frankreich

ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - Frankreich
Tel: +33 (0) 4 50 85 36 10
Fax: +33 (0) 4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

KeriMedical Deutschland GmbH

Friedrich-Koenig-Str. 3
55129 Mainz - Deutschland
Tel: +49 (0) 6131 617 69 26
Fax: +49 (0) 6131 617 69 28
officegermany@kerimedical.com

