

TOUCH®

Duo-Mobile

Daumensattelgelenksprothese




Fully committed to **Hand & Wrist** only

www.kerimedical.com


TOUCH® Duo-Mobile Daumensattelgelenksprothese

/ SPHÄRISCHE PFANNE

- 2 Pfannengrößen (Ø 9 mm und 10 mm)
- 5 Anti-Rotationsflügel
- Zackenkronen für Stabilität
- Material / Edelstahl
- Beschichtung / Poröses Titan + HAP




CTO09 CTO10



/ KONISCHE PFANNE

- 2 Pfannengrößen (Ø 9 mm und 10 mm)
 - Material / Edelstahl
- Beschichtung / Poröses Titan + HAP



CTO109 CTO110

/ EINSATZ UND HALS GERADE


- Hals gerade
- 3 Höhen / 6, 8 und 10 mm
- Kopfdurchmesser 4 mm
- Material Einsatz / Polyethylen
- Material Hals / Edelstahl



NTO06 NTO08 NTO10

/ EINSATZ UND HALS ABGEWINKELT

- Hals abgewinkelt 15°
- 3 Höhen / 6, 8 und 10 mm
- Kopfdurchmesser 4 mm
- Material Einsatz / Polyethylen
- Material Hals / Edelstahl



NTO156 NTO158 NTO1510

/ SCHÄFTE

- 5 Schaft Modell
- Dreifach modulares anatomisches Design
- Material / Titan
- Beschichtung / Poröses Titan + HAP



STO0 STO1 STO2 STO3 STO4






+ Optimale Modularität

120
Kombinations-
möglichkeiten auf die
Anatomie des Patienten
abgestimmte Passform

+ Einfache Revision:
jedes Element kann individuell
ausgetauscht werden

TOUCH®

/ INSTRUMENTENSET



CE 1250

KeriMedical Schweiz
Route des Acacias, 45a
1227 Genf - Schweiz
Tel: +41 (0) 58 255 01 30
Fax: +41 (0) 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical Frankreich
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - Frankreich
Tel: +33(0) 4 50 85 36 10
Fax: +33 (0) 4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

KeriMedical Deutschland GmbH
Friedrich-Koenig-Str. 3
55129 Mainz - Deutschland
Tel: +49 (0) 6131 617 69 26
Fax: +49 (0) 6131 617 69 28
officegermany@kerimedical.com

KeriMedical