

TOUCH®

Prothèse
Trapézo-métacarpienne
à double mobilité



TOUCH® Prothèse Trapézo-métacarpienne à double mobilité

/ CUPULES SPHÉRIQUES

- 2 tailles de cupule (Ø 9 mm et 10 mm)
- 5 ailettes pour l'anti-rotation
- Couronne de picots pour la stabilité
- Matière / Inox
- Revêtement / Titane poreux + HAP



CTO09

CTO10

/ INSERT ET COLS DROITS

- Col droit
- 3 hauteurs / 6, 8 et 10 mm
- Diamètre de tête 4 mm
- Matière insert / Polyéthylène
- Matière col / Inox



NTO06

NTO08

NTO10

/ TIGES

- 5 tailles de tige
- Section trilobe anatomique
- Matière / Titane
- Revêtement / Titane poreux + HAP



STO0

STO1

STO2

STO3

STO4

/ CUPULES CONIQUES

- 2 tailles de cupule (Ø 9 mm et 10 mm)
- Matière / Inox
- Revêtement / Titane poreux + HAP




CTO109

CTO110

/ INSERT ET COLS INCLINÉS

- Col incliné à 15°
- 3 hauteurs / 6, 8 et 10 mm
- Diamètre de tête 4 mm
- Matière insert / Polyéthylène
- Matière col / Inox



NTO156

NTO158

NTO1510

LES + TOUCH®

+ Modularité optimale




120
combinaisons
possibles pour

s'adapter au plus près de
l'anatomie du patient

+ Facilite les reprises:

chaque composant peut être
changé indépendamment

/ SETS D'INSTRUMENTS



CE 1250

KeriMedical Suisse - Siège Social
Route des Acacias, 45a
1227 Genève - Suisse
Tél: +41 (0) 58 255 01 30
Fax: +41 (0) 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical France
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - France
Tél: +33 (0) 4 50 85 36 10
Fax: +33 (0) 4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

KeriMedical Allemagne GmbH
Friedrich-Koenig-Str. 3
55129 Mayence - Allemagne
Tél: +49 (0) 6131 617 69 26
Fax: +49 (0) 6131 617 69 28
officegermany@kerimedical.com

KeriMedical