



TOUCH®

Prothèse Trapézo-métacarpienne à double mobilité



Fully committed to **Hand & Wrist** only www.kerimedical.com



TOUCH® Prothèse Trapézo-métacarpienne à double mobilité

CUPULES SPHÉRIQUES

- 2 tailles de cupule (Ø 9 mm et 10 mm)
- 5 ailettes pour l'anti-rotation
- Couronne de picots pour la stabilité
- Matière / Inox
- Revêtement / Titane poreux + HAP









/ CUPULES CONIQUES

- 2 tailles de cupule (Ø 9 mm et 10 mm) • Matière / Inox
- Revêtement / Titane poreux + HAP





/ INSERT ET COLS DROITS

- Col droit
- 3 hauteurs / 6, 8 et 10 mm
- Diamètre de tête 4 mm
- Matière insert / Polyéthylène
- · Matière col / Inox







NTO08

NTO010





 Col incliné à 15° • 3 hauteurs / 6, 8 et 10 mm • Diamètre de tête 4 mm • Matière insert / Polyéthylène · Matière col / Inox







NTO156

NTO158

NTO1510

TIGES

- 6 tailles de tige
- Section trilobe anatomique
- Matière / Titane
- Revêtement / Titane poreux + HAP




Tige XS

Modularité optimale


combinaisons possibles pour s'adapter au plus près de l'anatomie du patient



SETS **D'INSTRUMENTS**







(€₁₂₅₀

Fabriqué par :

KeriMedical Suisse - Siège Social Route des Acacias, 45a 1227 Genève - Suisse Tél: +41 (0) 58 255 01 30 Fax: +41 (0) 58 255 01 40 customerservice@kerimedical.com

KeriMedical France

ActiPro - 219 rue Laszlo Biro 74160 Archamps - France Tél: +33 (0) 4 50 85 36 10 Fax: +33 (0) 4 80 16 05 10 adv@kerimedical.com

KeriMedical Allemagne GmbH

ഗ

Friedrich-Koenig-Str. 3 55129 Mainz - Germany Tél: +49 (0) 6131 617 69 26 Fax: +49 (0) 6131 617 69 28 officegermany@kerimedical.com

