




KeriFlex[®]

Prothèse articulaire en silicone

IPP - MCP




Fully committed to **Hand & Wrist** only

www.kerimedical.com


KeriFlex®

Prothèse articulaire en silicone
IPP - MCP

Remplace les articulations atteintes de polyarthrite rhumatoïde, d'arthrose ou d'arthrite traumatique



Banc d'essai



Implant en test de flexion / extension

DESIGN & RÉSISTANCE VÉRIFIÉS

- Tenue en flexion / extension (0°- 90°)
- Résistance vérifiée jusqu'à 10 millions de cycles (banc d'essai)
- Respect de l'angulation des articulations au repos : IPP 15° et MCP 30°

+ de CONFORT

+ de STABILITÉ

Les implants KeriFlex® offrent résistance, flexibilité et durabilité

La nouvelle génération d'implants articulaires des doigts

.....

Stabilité médio-latérale et mobilité des articulations


.....

Silicone médical, à haute performance mécanique résistant aux efforts physiologiques

.....

Gamme complète de tailles d'implants afin de répondre à toutes les anatomies

SILICONE MÉDICAL et BIOCOMPATIBLE




- Centre de rotation anatomique respecté
- Design de charnière adapté à l'articulation, limitant les conflits avec l'appareil extenseur
- Résistance à un effort de compression naturel de l'articulation

12 TAILLES D'IMPLANTS DISPONIBLES


IPP

5 tailles d'implants



MCP

7 tailles d'implants




KeriFlex[®]
+

INSTRUMENTATION OPTIMISÉE & SIMPLIFIÉE


Instruments

2 râpes progressives par indication




Cycles de stérilisation validés 134°/18 min et 134°/3 min selon la norme ANSI/AAMI ST79 et EN ISO 17665


Set IPP



Set MCP



Set IPP + MCP



INFORMATIONS DE COMMANDE

Implants IPP

Catalogue

Références	Désignation	Implants d'essai
210-P20001	KeriFlex IPP 1	Orange
210-P20002	KeriFlex IPP 2	Vert
210-P20003	KeriFlex IPP 3	Jaune
210-P20004	KeriFlex IPP 4	Rouge
210-P20005	KeriFlex IPP 5	Bleu

Implants MCP

Catalogue

Références	Désignation	Implants d'essai
210-P10000	KeriFlex MCP 00	Bleu
210-P10010	KeriFlex MCP 10	Violet
210-P10020	KeriFlex MCP 20	Orange
210-P10030	KeriFlex MCP 30	Vert
210-P10040	KeriFlex MCP 40	Jaune
210-P10050	KeriFlex MCP 50	Rouge
210-P10060	KeriFlex MCP 60	Noir



KeriMedical SA
Suisse (Siège Social)
Route des Acacias, 45a
1227 Genève - Suisse
Tél: +41 58 255 01 30
Fax: +41 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical SAS
France
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - France
Tél: +33(0)4 50 85 36 10
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

KeriMedical GmbH
Allemagne/Autriche
Friedrich-Koenig-Str. 3
55129 Mainz - Allemagne
Tel: +49 (0) 6131 617 69 26
Fax: +49 (0) 6131 617 69 28
officegermany@kerimedical.com

