


# TOUCH®

Duo-Mobile  
Daumensattelgelenksprothese

## Hoch-ernetztes vs. Standard PE\*



Test\* auf 5 Millionen Zyklen  
(ca. 10 Jahre regelmäßiger Gebrauch des Daumens)

## Hoch-ernetztes PE




\*Interne Testung von KeriMedical (110-30A102)  
Hinweis: Prüfstandtests sind nicht zwingend ein Hinweis auf die klinische Leistung

Fully committed to **Hand & Wrist** only

[www.kerimedical.com](http://www.kerimedical.com)

### / SPHÄRISCHE PFANNE

- 2 Pfannengrößen (Ø 9 mm und 10 mm)
- 5 Anti-Rotationsflügel
- Zackenkronen für Stabilität
- Material: Edelstahl
- Beschichtung: Poröses Titan + HAP



CTO09 CTO10

### / KONISCHE PFANNE

- 2 Pfannengrößen (Ø 9 mm und 10 mm)
  - Material: Edelstahl
- Beschichtung: Poröses Titan + HAP



CTO109 CTO110

### / EINSATZ UND HALS GERADE

- Einsatzmaterial: hoch-vernetztes Polyethylen
- Material Hals: Edelstahl
- Hals gerade
- 3 Höhen: 6, 8 und 10 mm
- Kopfdurchmesser 4 mm



NTO06 NTO08 NTO10

### / EINSATZ UND HALS ABGEWINKELT

- Einsatzmaterial: hoch-vernetztes Polyethylen
  - Material Hals: Edelstahl
  - Hals abgewinkelt 15°
- 3 Höhen: 6, 8 und 10 mm
- Kopfdurchmesser 4 mm



NTO156 NTO158 NTO1510

### / SCHÄFTE


- 6 Schaft Modell
- Dreifach modulares anatomisches Design
- Material: Titan
- Beschichtung: Poröses Titan + HAP



STOXS STO0 STO1 STO2 STO3 STO4



### / INSTRUMENT SET



Instrumentensatz komplett mit integrierter Box



Die **+** TOUCH®

1. Prothese auf dem Markt, die eine sphärische und konische Pfanne anbietet

144 mögliche Kombinationen, mit denen sich so gut wie möglich die Anatomie des Patienten abbilden lässt

**KeriMedical SA Schweiz** (Hauptsitz)  
Route des Acacias, 45a  
1227 Genf - Schweiz  
Tel: +41 58 255 01 30  
Fax: +41 58 255 01 40  
customerservice@kerimedical.com

**KeriMedical SAS Frankreich**  
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro  
74160 Archamps - Frankreich  
Tel: +33(0)4 50 85 36 10  
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10  
adv@kerimedical.com

Vertrieb durch: