


TOUCH®

Prothèse
Trapézo-métacarpienne
à double mobilité

PE hautement réticulé Vs. PE Standard*



Test* sur 5 millions de cycles
(environ 10 ans d'utilisation régulière du pouce)

PE hautement réticulé




*Tests internes chez Kerimedical (I10-30A102)
Note : les essais au banc ne sont pas nécessairement indicatifs
des performances cliniques

Fully committed to **Hand & Wrist** only
www.kerimedical.com

/ CUPULES SPHÉRIQUES

- 2 tailles de cupule (Ø 9 mm et 10 mm)
- 5 ailettes pour l'anti-rotation
- Couronne de picots pour la stabilité
- Matière : Inox
- Revêtement : Titane poreux + HAP



CTO09 CTO10

/ CUPULES CONIQUES

- 2 tailles de cupule (Ø 9 mm et 10 mm)
- Matière : Inox
- Revêtement : Titane poreux + HAP



CTO109 CTO110

/ INSERT ET COLS DROITS

- Matière insert : PE hautement réticulé
- Matière col : Inox
- Col droit
- 3 hauteurs : 6, 8 et 10 mm
- Diamètre de tête 4 mm



NTO06 NTO08 NTO010

/ INSERT ET COLS INCLINÉS

- Matière insert : PE hautement réticulé
- Matière col : Inox
- Col incliné à 15°
- 3 hauteurs : 6, 8 et 10 mm
- Diamètre de tête 4 mm



NTO156 NTO158 NTO1510

/ TIGES


- 6 tailles de tige
- Section trilobe anatomique
- Matière : Titane
- Revêtement : Titane poreux + HAP



STOXS STO0 STO1 STO2 STO3 STO4



/ SETS D'INSTRUMENTS



Ancillaire complet avec boîte os intégrée

Les + TOUCH®

1^{ère} prothèse double mobilité avec un PE hautement réticulé

1^{ère} prothèse sur le marché à proposer une cupule sphérique et conique

144 combinaisons possibles pour s'adapter au plus près à l'anatomie du patient

KeriMedical SA Suisse (Siège Social)
Route des Acacias, 45a
1227 Genève - Suisse
Tél : +41 58 255 01 30
Fax : +41 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical SAS France
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - France
Tél : +33(0)4 50 85 36 10
Fax : +33 (0)4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

Distribué par :