


## TOUCH<sup>®</sup>

Duo-Mobile  
Daumensattelgelenksprothese

### Hoch-ernetztes vs. Standard PE\*



Test\* auf 5 Millionen Zyklen  
(ca. 10 Jahre regelmäßiger Gebrauch des Daumens)

### Hoch-ernetztes PE



\*Interne Testung von KeriMedical (110-30A102)  
Hinweis: Prüfstandtests sind nicht zwingend ein Hinweis auf die klinische Leistung

Fully committed to **Hand & Wrist** only

[www.kerimedical.com](http://www.kerimedical.com)

### / SPHÄRISCHE PFANNE

- 2 Pfannengrößen (Ø 9 mm und 10 mm)
- 5 Anti-Rotationsflügel
- Zackenkronen für Stabilität
- Material: Edelstahl
- Beschichtung: Poröses Titan + HAP



CTO09 CTO10

### / KONISCHE PFANNE

- 2 Pfannengrößen (Ø 9 mm und 10 mm)
  - Material: Edelstahl
- Beschichtung: Poröses Titan + HAP



CTO109 CTO110

### / EINSATZ UND HALS GERADE

- Einsatzmaterial: hoch-vernetztes Polyethylen
- Material Hals: Edelstahl
- Hals gerade
- 3 Höhen: 6, 8 und 10 mm
- Kopfdurchmesser 4 mm



NTO06 NTO08 NTO10

### / EINSATZ UND HALS ABGEWINKELT

- Einsatzmaterial: hoch-vernetztes Polyethylen
  - Material Hals: Edelstahl
  - Hals abgewinkelt 15°
- 3 Höhen: 6, 8 und 10 mm
- Kopfdurchmesser 4 mm



NTO156 NTO158 NTO1510

### / SCHÄFTE


- 6 Schaft Modell
- Dreifach modulares anatomisches Design
- Material: Titan
- Beschichtung: Poröses Titan + HAP



STOXS STO0 STO1 STO2 STO3 STO4

CE 1250

### / INSTRUMENT SET



CE

**+** TOUCH®

Instrumentensatz komplett mit integrierter Box

Die **+** TOUCH®

1. Duo-Mobile-Prothese mit hochvernetztem PE

1. Prothese auf dem Markt, die eine sphärische und konische Pfanne anbietet

144 mögliche Kombinationen, mit denen sich so gut wie möglich die Anatomie des Patienten abbilden lässt

**KeriMedical SA Schweiz** (Hauptsitz)  
Route des Acacias, 45a  
1227 Genf - Schweiz  
Tel: +41 58 255 01 30  
Fax: +41 58 255 01 40  
customerservice@kerimedical.com

**KeriMedical SAS Frankreich**  
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro  
74160 Archamps - Frankreich  
Tel: +33(0)4 50 85 36 10  
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10  
adv@kerimedical.com

Vertrieb durch: