


TOUCH[®]

Prothèse
Trapézo-métacarpienne
à double mobilité

PE hautement réticulé Vs. PE Standard*



Test* sur 5 millions de cycles
(environ 10 ans d'utilisation régulière du pouce)

PE hautement réticulé



*Tests internes chez Kerimedical (110-30A102)
Note : les essais au banc ne sont pas nécessairement indicatifs
des performances cliniques

Fully committed to **Hand & Wrist** only

www.kerimedical.com

/ CUPULES SPHÉRIQUES

- 2 tailles de cupule (Ø 9 mm et 10 mm)
- 5 ailettes pour l'anti-rotation
- Couronne de picots pour la stabilité
- Matière : Inox
- Revêtement : Titane poreux + HAP



CTO09

CTO10

/ CUPULES CONIQUES

- 2 tailles de cupule (Ø 9 mm et 10 mm)
- Matière : Inox
- Revêtement : Titane poreux + HAP



CTO109

CTO110

/ INSERT ET COLS DROITS

- Matière insert : PE hautement réticulé
- Matière col : Inox
- Col droit
- 3 hauteurs : 6, 8 et 10 mm
- Diamètre de tête 4 mm



NTO06

NTO08

NTO10

/ INSERT ET COLS INCLINÉS

- Matière insert : PE hautement réticulé
- Matière col : Inox
- Col incliné à 15°
- 3 hauteurs : 6, 8 et 10 mm
- Diamètre de tête 4 mm



NTO156

NTO158

NTO1510

/ TIGES

- 6 tailles de tige
- Section trilobe anatomique
- Matière : Titane
- Revêtement : Titane poreux + HAP



STOXS


STO0

STO1

STO2

STO3

STO4



Les + TOUCH®


1^{ère} prothèse double mobilité avec un PE hautement réticulé

1^{ère} prothèse sur le marché à proposer une cupule sphérique et conique

144 combinaisons possibles pour s'adapter au plus près à l'anatomie du patient

CE 1250

/ SETS D'INSTRUMENTS



+ TOUCH®

Ancillaire complet avec boîte os intégrée

CE

KeriMedical SA Suisse (Siège Social)

Route des Acacias, 45a
1227 Genève - Suisse
Tél : +41 58 255 01 30
Fax : +41 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical SAS France

ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - France
Tél : +33(0)4 50 85 36 10
Fax : +33 (0)4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

Distribué par :