



Fully committed to **Hand & Wrist** only www.kerimedical.com

KeriFlex®

Prothèse articulaire en silicone IPP - MCP

Remplace les articulations atteintes de polyarthrite rhumatoïde, d'arthrose ou d'arthrite traumatique





DESIGN & RÉSISTANCE VÉRIFIÉS

- Tenue en flexion / extension (0°- 90°)
- Résistance vérifiée jusqu'à 10 millions de cycles (banc d'essai)
- Respect de l'angulation des articulations au repos : IPP 15° et MCP 30°

de CONFORT

de STABILITÉ

Les implants **KeriFlex**® offrent résistance, flexibilité et durabilité

La nouvelle génération

d'implants articulaires des doigts

....

Stabilité médio-latérale et mobilité

des articulations

Silicone médical, à haute performance mécanique résistant aux efforts physiologiques


Gamme complète de tailles d'implants afin de répondre à toutes les anatomies



■ Résistance à un effort

de l'articulation


de compression naturel








5 tailles d'implants





7 tailles d'implants



INSTRUMENTATION IPP & MCP

KeriFlex


INSTRUMENTATION OPTIMISÉE & SIMPLIFIÉE

Instruments
2 râpes progressives par indication



Cycles de stérilisation validés 134°/18 min et 134°/3 min selon la norme ANSI/AAMI ST79 et EN ISO 17665


Set IPP




Set MCP



Set IPP + MCP





INFORMATIONS DE COMMANDE

Implants IPP

Catalogue		
Références	Désignation	Fantôme
210-P20001	KeriFlex IPP 1	Orange
210-P20002	KeriFlex IPP 2	Vert
210-P20003	KeriFlex IPP 3	Jaune
210-P20004	KeriFlex IPP 4	Rouge
210-P20005	KeriFlex IPP 5	Bleu

Implants MCP

Catalogue		
Références	Désignation	Fantôme
210-P10000	KeriFlex MCP 00	Bleu
210-P10010	KeriFlex MCP 10	Violet
210-P10020	KeriFlex MCP 20	Orange
210-P10030	KeriFlex MCP 30	Vert
210-P10040	KeriFlex MCP 40	Jaune
210-P10050	KeriFlex MCP 50	Rouge
210-P10060	KeriFlex MCP 60	Noir

C € 1250

KeriMedical SA Suisse (Siège Social)

Route des Acacias, 45a 1227 Genève - Suisse Tél: +41 58 255 01 30 Fax: +41 58 255 01 40 customerservice@kerimedical.com

KeriMedical SAS France

ActiPro - 219 rue Laszlo Biro 74160 Archamps - France Tél: +33(0)4 50 85 36 10 Fax: +33 (0)4 80 16 05 10 adv@kerimedical.com Distribué par :

