

Fadenanker zum Fixieren
von Bändern und Sehnen

Für die Hand und das
Handgelenk

KeriFix[®]



KeriLock[®]





Anker 1 mm für eine
OPTIMALE VERANKERUNG

Atraumatisches Design

Flache Seitenlamellen für besseren Halt

Superelastische Nitinol Legierung

Komplettes Set - steriler Anker

Einsatzbereit zum Vernähen

1 ANKER - 2 FÄDEN ZUR AUSWAHL

Für viele Hand- und Handgelenk-Indikationen (siehe Gebrauchsanweisung)



Kein Elektrowerkzeug

Keine zusätzlichen Instrumente

Einfaches Lösen des Fadens



- Vormontierter Anker
- Einsatzinstrument zum Vorbohren inklusive
- Nahtanker mini 2.0 oder micro 4.0
- Faden KeriFiber



FADEN GESCHÜTZT innerhalb des Ankers
zur Vermeidung von Nahtschäden
SPONGIOSAGEWINDE für maximalen Halt

4 Gewinde / Ø der Bohrung 1,6 mm

Titan Legierung

Implantation in 4 Schritten

CE 1250



1. Bohrung Ø 2 mm
2. Ankerpositionierung
3. Anker-Einschlag mit geschlossenen Lamellen
4. Freigabe von Faden und Nadel außerhalb der Eingriffsfläche

CE 1250



1. Bohrung Ø 1,6 mm
2. Ankerpositionierung
3. Einschrauben des Ankers
4. Freigabe von Faden und Nadel

KeriFix® Einschlaganker



KeriFix®		Artikelnummer	Faden
Mini	Nitinol	500-B10001	KeriFiber #2.0 (PE) 18" (45 cm), 2 Nadeln, 3/8C, 16 mm, rund
Micro	Nitinol	500-B10002	KeriFiber #4.0 (PE) 18" (45 cm), 2 Nadeln, 3/8C, 13 mm, rund

CE 1250

KeriLock® Schraubanker



KeriLock®		Artikelnummer	Faden
Mini	Titan Legierung	500-B20001	KeriFiber #2.0 (PE) 18" (45 cm), 2 Nadeln, 3/8C, 16 mm, rund
Micro	Titan Legierung	500-B20002	KeriFiber #4.0 (PE) 18" (45 cm), 2 Nadeln, 3/8C, 13 mm, rund

CE 1250

KeriMedical SA
Schweiz (Hauptsitz)
Route des Acacias, 45a
1227 Genf - Schweiz
Tel: +41 58 255 01 30
Fax: +41 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical SAS
Frankreich
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - Frankreich
Tel: +33(0)4 50 85 36 10
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

Vertrieb durch:



 **KeriMedical**