

KeriFuse®

Intramedulläres

Arthrodesenimplantat

DIP / IP

0° / 15° / 25°



Fully committed to **Hand & Wrist** only

www.kerimedical.com

Intramedulläres Arthrodesenimplantat
DIP / IP
0° / 15° / 25°

Chirurgische Behandlung der DIP-Arthrose
der Finger und der IP-Arthrose des Daumens
durch Arthrodesen


MODULARITÄT

4 GRÖßEN



* Größen angepasst an den IP-Daumen entsprechend der Anatomie des Patienten


3 WINKEL



ANPASSUNGSFÄHIG

SUPERELASTISCHES FORMGEDÄCHTNISIMPLANTAT

FUNKTIONSPRINZIPIEN




- Superelastisches Nitinol
- Einsetzen des Implantats in gefalteter Form: Erhaltung der Kontaktfläche in Höhe der Arthrodesen-Linie
- Einsatz der Verankerung in den Phalangen für optimale Verankerung und Stabilität

Die chirurgische Arthrodesen-Lösung

KeriFuse® vs X-Fuse

Design auch für Arthrodesen
des IP-Daumens geeignet




KeriFuse® vs Kompressionsschraube

- Winkel 0°/15°/25°
- Kein Pulpaansatz

3 D-Design
mit hochgezogenem
Mittelschenkel zur
Gewährleistung einer
perfekten dorsi-
palmarer Stabilität






BESTELLINFORMATIONEN

Implantate DIP/IP

Katalog		
Kerifuse®	Bezeichnung	Artikelnummer
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Small 0°	310-P20200
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Small 15°	310-P20215
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Small 25°	310-P20225
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Medium 0°	310-P10100
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Medium 15°	310-P10115
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Medium 25°	310-P10125
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Large 0°	310-P30300
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Large 15°	310-P30315
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Large 25°	310-P30325
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Extra Large 0°	310-P40400
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Extra Large 15°	310-P40415
	Intramedulläres Arthrodesenimplantat - Extra Large 25°	310-P40425

- Steril
- Sofort einsatzbereit "ready-to-use"



* Größen angepasst an den IP-Daumen entsprechend der Anatomie des Patienten



Kerimedical SA
Schweiz (Hauptsitz)
 Route des Acacias, 45a
 1227 Grenchen - Schweiz
 Tel: +41 58 255 01 30
 Fax: +41 58 255 01 40
 customerservice@kerimedical.com

Kerimedical SAS
Frankreich
 34 rue Antoine Redier
 74160 Aranchamps - Frankreich
 Tel: +33 (0)4 50 85 36 10
 Fax: +33 (0)4 80 16 05 10
 adv@kerimedical.com

Vertrieb durch:

KeriMedical